

Neutral Balsam Mounting Medium 中性树胶封片剂

产品编号	产品名称	包装规格
NBS0034-100ml	中性树胶封片剂	100ml

产品简介:

本品为即用型工作液，用于免疫组织化学染色中对经 DAB、BCIP/NBT 显色剂显色及复染后的玻片进行封片处理，以实现样本的永久性保存。

保存条件:

室温保存，长期有效。

产品使用:

组织切片经显色、复染后，用蒸馏水冲洗，甩去水分，经梯度酒精脱水干燥，(二甲苯透明)，滴加 2~3 滴中性树胶（注意要滴在一起否则容易引起气泡），然后把盖玻片慢慢放上去，轻轻挤压，树胶液会向外侧扩增至整个镜片，通风晾几个小时后用棉球粘上二甲苯或者松节油把镜片边缘多余的树胶擦洗干净，即实现封片。由于二甲苯气味很重，可将封好的玻片放在通风处晾 1-2 个月。

注意事项:

1. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

本产品仅用于生命科学研究，不得用于医学诊断及其他用途！

相关产品:

产品编号	产品名称	包装规格
NBS0032-5ml	Fluoromount-G 抗荧光淬灭封片剂	5ml
NBS0033-5ml	DAPI Fluoromount-G 抗荧光淬灭封片剂	5ml
NBS0034-100ml	中性树脂封片剂	100ml
NBS0035-100ml	液体石蜡封片剂	100ml
NBS0036-10ml	Kisser's Mounting Medium Kisser 封片剂	10ml
NBS0037-10ml	Kisser's Mounting Medium (Phenol-free)无苯酚 Kisser 封片剂	10ml
NBS0038-50ml	甘油明胶封片剂	50ml
NBS0039-100ml	DPX 封片剂	100ml